



Electrolyte

Consommable Exsudose® pour préparation de l'électrode (sonde)

■ Utilisation :

Cette solution est conçue pour réduire les potentiels de jonction et de décontamination de l'échantillon par les ions chlorures. Lorsque la sonde est remplie d'une solution neuve d'électrolyte, il est nécessaire de procéder à un nouvel étalonnage.

Il ne faut jamais récupérer le contenu de la sonde dans le flacon lorsqu'il faut vider celle-ci.

■ Conservation/stockage :

Les flacons neufs ou déjà entamés (bien rebouchés) doivent être conservés à température ambiante, à l'abri de la lumière. Ils sont utilisables jusqu'à la date de péremption apposée sur les flacons.

■ Fiche de données de sécurité :

Les fiches de données sécurité des produits sont à votre disposition sur simple demande.

