



Solutions de contrôle

Consommables Exsudose® pour un contrôle interne

■ Utilisation

La procédure d'utilisation de la mallette EXSUDOSE® préconise également un contrôle qualité interne. Pour cela deux solutions sont mises à votre disposition :

- Solution de contrôle 1 - 40 meq [couleur bleue]
- Solution de contrôle 2 - 80 meq [couleur rose]

Les contrôles minimums conseillés sont tous les jours après chaque étalonnage et entre chaque patient. A noter que d'autres contrôles internes complémentaires peuvent être réalisés à la demande.

■ Conservation/stockage :

Les flacons neufs ou déjà entamés (bien rebouchés) doivent être conservés à température ambiante, à l'abri de la lumière. Ils sont utilisables jusqu'à la date de péremption apposée sur les flacons. Ces 2 flacons représentent un «kit solutions de contrôle».

■ Fiche de données de sécurité :

Les fiches de données sécurité des produits sont à votre disposition sur simple demande.

