



Solution de contrôle

Consommable Exsudose® pour préparation de l'électrode (sonde)



Utilisation

La procédure d'utilisation de la mallette EXSUDOSE® préconise également un contrôle qualité interne. Pour cela deux solutions sont mises à votre disposition :

- Solution de contrôle 1 - 40 meq

- Solution de contrôle 2 - 80 meq

Les contrôles minimums conseillés sont tous les jours après chaque étalonnage et entre chaque patient. A noter que d'autres contrôles internes complémentaires peuvent être réalisés à la demande.

Conservation / stockage

Les flacons neufs ou déjà entamés (bien rebouchés) doivent être conservés à température ambiante, à l'abri de la lumière. Ils sont utilisables jusqu'à la date de péremption apposée sur les flacons. Ces 2 flacons représentent un «kit solutions de contrôle».

Fiche de données de sécurité

Les fiches de données sécurité des produits sont à votre disposition sur simple demande.

TEMSEGA : your designer-manufacturer for all-in-one animal anesthesia solutions.

Since 1992, TEM SEGA is the leading manufacturer in Europe of gaseous anesthesia devices for veterinarian purpose. Our device can be customized to fit many species from mice to horses, and drive all types of labs gas (air, oxygen, CO2, Nitrogen and toxic gas). Our values are to offer the highest human and animal protection, improve productivity and precision in research labs, propose modularity and flexibility, and comply with ethic guidelines. Our technical team install, train and support everywhere in the world.

*Our equipment are complying with European and US regulation, AAALAC recommendations.

